

ORDER NO.

Serienr. (fylles ut av lab):

THUNES & HANSEN

FarEast (importert protetik)

Desinfisert / Desinfected  YES  NO

**Tannlege / Dentist:**

**Pasient / Patient:**

**Dato / Date:**

**Retur / Return date:** kl.:

# AVTAGBAR PROTETIKK


- Reparasjon 338**       **Rebasering 343**

## Proteser / Denture

- Individuell avtrykkskje / Special Tray 333
- Bittvoll / Bite Registration / Biteblock 345
- Tannoppstilling / Acrylic Denture TP Set-up 322 A
- Ferdiggjøring av protese / Acrylic Denture TP Finish 322 B
- Kopiprotese tannoppstilling i voks / Copy Denture Set-up 322 A
- \* Valplast fleksible protese / Flexible Denture finish 331
- Regulering av tannoppstilling etter nytt sambitt før ferdiggjøring / Adjustment of Set-up / Check Bite
- Heve / Increase DV↑     Senke / Decrease DV↓    \_\_\_\_\_ mm.
- Overgangsprotese tannoppstilling, med/uten klammere / Temporary Denture with/without clasps, Set-up 334
- Overgangsprotese ferdiggjøring, med/uten klammer / Temporary Denture with/without clasps, Finish 334 A

## Design

Tegn inn ønsket design:



## Støpte skjelett / Framework

- Støpt skjelett / RPD 308
- Støpt skjelett med bittvoll / RPD Biteblock 308 C
- Støpt skjelett med tannoppstilling / RPD Set-up 308 A
- Støpt skjelett med tenner (ferdiggjøring) / RPD Finish 308 B
- T-klammer / T clasp \_\_\_\_\_
- L-klammer / L clasp \_\_\_\_\_
- J-klammer / J clasp \_\_\_\_\_
- Ring-klammer / Single ring-clasp \_\_\_\_\_
- Dobbel ring-klammer / Double ring-clasp \_\_\_\_\_
- Backaction klammer / Back action clasp
- Ankerklammer / Anchor clasp
- Dobbel ankerklammer / Double anchor clasp
- Dentalbar     Lingualbar     Åpen gane / Fenestreret
- Hestekoformet / Horseshoe shaped

Tenner som skal ekstraheres / Teeth for extraction:

Erstatte tenner / Set-up teeth: \_\_\_\_\_

Mann / Male     Kvinne / Female

Fargevalg / Shade Vita/Cosmo \_\_\_\_\_

## Skinner / Nightguard & Bleaching Tray

- Bittskinne hard / Nightguard 329
  - med myk innside / Soft inside
  - med hjørnetannsføring / Canine Guidance
- Bittskinne myk / Nightguard Soft
- Blekeskinne / Bleaching Tray 329 A
- Snorkeskinne / Snoring device

Markér tennene som skal erstattes:

8+	7+	6+	5+	4+	3+	2+	1+		+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8
18	17	16	15	14	13	12	11		21	22	23	24	25	26	27	28
8-	7-	6-	5-	4-	3-	2-	1-		-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
48	47	46	45	44	43	42	41		31	32	33	34	35	36	37	38

## Vedlagt / Enclosed

- Tripletray \_\_\_\_\_stk     Sambitt \_\_\_\_\_stk     Annet
- Avtrykk \_\_\_\_\_stk     Modell \_\_\_\_\_stk

Bemerkninger / Remarks      *Ved importert protetik, vennligst skriv på engelsk.*

\* Produseres kun i utlandet (Far East)